

Scotch test anal

INTERET :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT :

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.

Utilisation de scotch transparent (ATTENTION, pas de scotch opaque ou marron)

- Décoller le scotch de son support.
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

TRANSFERT AU LABORATOIRE :

L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais.

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FAIT