

Recueil d'urines pour Analyse Cytologique - Frottis urinaire

- Au réveil, éliminer les premières urines dans les toilettes ;
- Boire un grand verre d'eau ou plus si besoin ;
- Faire un effort modéré (marche à pied, montée d'escalier, etc..) afin de faciliter la desquamation des cellules de l'appareil urinaire ;
- Faire une toilette intime à l'aide de la lingette fournie ;
- Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis récupérer la fin des urines dans le flacon à bouchon jaune SANS JETER LE CONTENU (5 ml d'alcool à 50 %).
- Remplir ce flacon jusqu'au haut de l'étiquette. (Pour vous aider, un flacon à bouchon rouge peut vous être fourni pour y recueillir les urines et transvaser ensuite plus facilement le volume nécessaire dans le flacon à bouchon jaune)
- Adresser le flacon à bouchon jaune immédiatement au laboratoire avec la fiche de renseignements cliniques complétée (conserver le flacon au réfrigérateur s'il n'est pas transmis immédiatement)

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI